

# CENNÍK DÜRR DENTAL

Iba pre odborníkov – zubná ordinácia a ordinácia dentálnej hygieny.  
Platí od 1.6.2023 do 30.9.2023.



Nový VistaScan 2.0  
rozsvieti Vašu ordináciu!




VO VNÚTRI – tipy ako **ušetriť náklady**  
v ordinácii pomocou správnych  
dezinfekčných postupov  
(strana 6 - 7)

 **DÜRR  
DENTAL**  
S M E S V A M I

# Nový VistaScan 2.0 rozsvieti Vašu ordináciu!

Uviedli sme na trh najnovšiu generáciu prístroja VistaScan. V jeho srdci sa i naďalej nachádza revolučná PSP technológia, ktorá zaisťuje **najvyššie rozlíšenie intraorálneho snímku**, na ktoré ste pri VistaScane zvyknutí.

Funkcia **umelej inteligencie AI** ušetrí Váš čas. **Natočí snímok** do správnej pozície a rozpozná, ktoré **zuby sú** na snímke



System výmenných vodiacich doštičiek priniesol väčší komfort, tak vloženie fólie do skenera a **skenovanie je vďaka doštičke rýchlejšie**.

**IQ fólie** prinášajú inteligentné funkcie ako sú automatické otočenie snímku, detekcia nasvietenia z nesprávnej strany, spolupracujú s RFID čítačkou a informujú software o prípadnom poškodení a stave opotrebenia fólie.



**Tip pre ordinácie s viac kreslami!**

**VistaScan Ultra View** dokáže skenovať dve fólie naraz a tak ušetrí čas pri intenzívnej práci. Veľký displej umožňuje komfortný náhľad snímku i bez PC.

**VistaScan Ultra View**  
14.280-EUR **11.630 EUR**

**VistaScan Mini Easy 2.0**  
10.198-EUR **8.290 EUR**

**VistaScan Mini View 2.0**  
12.598-EUR **10.900 EUR**



Balenie obsahuje:

**VistaScan Mini Easy 2.0**

2x fólie IQ S0, 4x fólie IQ S2

100 x ochranné obaly S0,  
300 x ochranné obaly S2

vodiace doštičky pre S0 a S2

**VistaScan Mini View 2.0**

2x fólie IQ S0, 4x fólie IQ S2

100 x ochranné obaly S0,  
300 x ochranné obaly S2

vodiace doštičky pre S0, S1,  
S2, S3 a S4

RFID čítačka VistaScan Smart  
Reader

**VistaScan Mini View 2.0** ozdobí Vašu ordináciu podsvietením, ktoré si ľubovoľne nastavíte – tak, aby prístroj ladiť k vybaveniu Vašej ordinácie. Je navyše vybavený RFID čítačkou, s ktorou priradíte pred skenovaním ku konkrétnej fólii pacientské dáta a systém potom snímok automaticky priradí k pacientovi do databázy.


### VistaCam iX digitálna intraorálna kamera

Digitálna intraorálna a diagnostická kamera s vymeniteľnou optikou. Nástavec Proof slúži k UV detekcii zubného kazu, koncovka Proxi pre IČ detekciu aproximálnych kazov.

2108-02	intraorálna kamera Cam	3.588,00 EUR <b>2.248,00 EUR</b>
2108-01	Cam+ Proof sada	4.740,00 EUR <b>2.425,00 EUR</b>
2108-06	Cam+ Proxi sada	4.704,00 EUR <b>2.418,00 EUR</b>
2108-05	Cam + Proof + Proxi sada	5.916,00 EUR <b>3.050,00 EUR</b>



Funkce Proxi



Funkce Proof



### VistaScan

2144110101	VistaScan Mini View 2.0	12.598,00 EUR <b>10.900,00 EUR</b>
2144110001	VistaScan Mini Easy 2.0	10.198,00 EUR <b>8.290,00 EUR</b>
2170110001	VistaScan Ultra View	14.280,00 EUR <b>11.630,00 EUR</b>
2144100188 (S1)	vodiace doštičky	478,80 EUR
2144100193 (S3)	pre VistaScan Mini Easy 2.0	
2144100194 (S4)		



### VistaIntra DC intraorálny röntgen

Parametre VistaIntra sú nastavené ideálne pre snímkovanie na fólie Dürr Dental pre kompatibilitu s VistaScan


2202-01	dosah ramena 1670 mm	7.428,00 EUR
2202-02	dosah ramena 1820 mm	<b>4.950,00 EUR</b>
2202-03	dosah ramena 2120 mm	



### VistaVox S - kombinovaný prístroj CBCT a OPG.

Anatomicky tvarovaný objem 13 x 8,5 cm Anatomicky tvarovaný objem 13 x 8,5 cm a 5 x 5 cm. S-PAN technológia pre dokonalé OPG snímky. Možné objednať vrátane CEPH.

2210200726	VistaVox S	88.300,00 EUR <b>53.999,00 EUR</b>
------------	------------	---------------------------------------



Špičkové panoramatické snímky s prístrojom VistaVox S vďaka S-Pan technológii, kombinujúcej obraz z viacerých vrstiev



### Dürr Dental pamäťové fólie Plus (pre VistaScan Mini Plus)

2130-040-50	Veľkosť S0, rozmer 2x3 cm, bal. 2 ks	208,80 EUR
2130-041-50	Veľkosť S1, rozmer 2x4 cm, bal. 2 ks	214,00 EUR
2130-042-50	Veľkosť S2, rozmer 3x4 cm, bal. 4 ks	364,00 EUR
2130-042-55	Veľkosť S2, rozmer 3x4 cm, bal. 12 ks	948,00 EUR
2130-043-50	Veľkosť S3, rozmer 2,7x5,4 cm, bal. 2 ks	237,60 EUR
2130-044-50	Veľkosť S4, rozmer 5,7x7,5 cm, bal. 1 ks	262,80 EUR



### Ochranné púzdra proti svetlu Plus

2130-080-00	Veľkosť S0, bal. 100 ks	32,40 EUR
2130-081-00	Veľkosť S1, bal. 100 ks	34,80 EUR
2130-082-00	Veľkosť S2, bal. 300 ks	76,80 EUR
2130-082-55	Veľkosť S2, bal. 1000 ks	222,00 EUR
2130-083-00	Veľkosť S3, bal. 100 ks	45,60 EUR
2130-084-00	Veľkosť S4, bal. 100 ks	58,80 EUR



### Pamäťové fólie IQ (pre VistaScan Mini Easy 2.0, Mini View 2.0, UltraView)

2130104050	Veľkosť IQ S0 2 ks	208,80 EUR
2130106051	Veľkosť IQ S0 2 ks + obaly S0 (1000 ks)	462,00 EUR
2130104150	Veľkosť IQ S1 2 ks	214,80 EUR
2130106151	Veľkosť IQ S1 2 ks + obaly S1 (1000 ks)	462,00 EUR
2130104250	Veľkosť IQ S2 4 ks	364,80 EUR
2130104255	Veľkosť IQ S2 12 ks	948,00 EUR
2130106251	Veľkosť IQ S2 2 ks + obaly S2 (1000 ks)	384,00 EUR
2130104350	Veľkosť IQ S3 2 ks	237,60 EUR
2130106351	Veľkosť IQ S3 2 ks + obaly S3 (1000 ks)	462,00 EUR
2130104450	Veľkosť IQ S4 1 ks	262,80 EUR
2130106451	Veľkosť IQ S4 1 ks + obaly S4 (100 ks)	271,20 EUR



## VistaVox S

Kombinovaný 3D a 2D röntgen so špičkovými panoramatickými snímkami a jednoduchým 3D workflow. Voliteľné i s CEPH.



MUDr. Andreas Bečka (Písek) predstavuje VistaVox S



- Referencie v Bratislave, Písku, Náchodě, Nitre a ďalších
- Anatomické FOV 130x85mm
- Možnosť pracovať lokálne s FOV 50 x 50 mm
- Spolupráca s EXOCAD / SICAT

# AKO UŠETRIŤ NÁKLADY

Tipy, ako vďaka správnym dezinfekčným postupom znížiť zbytočné náklady v ordinácii

## 1. Starajte sa o odsávanie

Keď nefunguje odsávanie, prichádzate o čas na ošetrovanie pacientov a ordinácia prichádza o príjmy. Dezinfikujte pomocou **Orotol Plus** každý **večer** a nezabudnite čistiť pomocou **MD 555** min. **2x týždenne**. Vďaka aplikácii s **Orocup** vyčistíte i ťažko dostupné ohyby hadíc.

**Pozor na penu!** Vyhýbajte sa použitiu penivých prostriedkov, ktoré škodia odsávaniu. Pena pomáha šíreniu nečistôt v súprave i sacom agregáte a dokáže zastaviť sanie na nepríjemne dlhú dobu. Garantujeme, že Orotol Plus a MD 555 pri správnej koncentrácii nepenia.



Polviečko po rysku = 20 ml  
Plné viečko = 40 ml

## 2. Nedávajte viac, než je treba

Nedávajte „od oka“ – príliš nízka koncentrácia je neúčinná, príliš vysoká nezaručuje šetrnosť prostriedku k materiálom.

Dezinfekcia Dürr Dental uľahčuje dávkovanie – priamo vo viečku je odmerka. Ryska v polovici viečka značí 20 ml, celé viečko odmeria 40 ml. Pre 2% koncentráciu dávajte jedno polviečko do 1 litra vody.



MD 555 minimálne dvakrát týždenne, ochráni súpravu pre upchatím



Príklad nedostatočne čisteného odsávania

## 3. Chráňte nástroje pred koróziou a naleptaním

Materiály ručných nástrojov sú náchylné ku korózii, u gumových madiel hrozí naleptanie. Voľbou šetrnej dezinfekcie predídete výdajom za predčasný nákup nových nástrojov.

Dezinfekcia **ID 212** je plne kompatibilná s používanými materiálmi a **predlži životnosť Vašich nástrojov**. Možno alternovať s ID 213 a ID 212 FORTE.



## 4. Povedzte NIE alkoholu

Alkohol vo vysokej koncentrácii vysušuje koženkové pofahy zubných súprav a spôsobuje popraskanie. Ďalej alkohol spôsobuje žltnutie plastových častí a degraduje plexisklo na svetle, ktoré potom horšie svieti.

Dezinfekcia **FD 366 sensitive** obsahuje minimálne množstvo alkoholu a je doplnená o kvartérne amónne zlúčeniny. Vďaka tomuto zloženiu je **FD 366 sensitive** dostatočne **rychla** pre použitie medzi pacientami, **ale šetrná** k materiálom zubnej súpravy. Doporučujeme doplniť 1x týždenne starostlivosťou o koženku s **FD 360**, ktorá ju naimpregnuje a **predlži životnosť**.



FD 366 sensitive dezinfikuje rýchlo, bez poškodenia pofahu súpravy, plastov a plexiskla. Môžete zvoliť medzi postrekom a obrúskami.

## 5. Chráňte i svoje ruky

Pokožka v ordinácii trpí vysokou frekvenciou aplikácie alkoholu obsiahnutého v dezinfekcii. Dezinfekcia HD 410 obsahuje spätne premasťujúcu zložku, ktorá sa o ruky stará behom každej aplikácie. Doporučujeme tiež nahradiť mydlo umývacou emulziou HD 435, ktorá má pH blízke pokožke a ošetrí sa krémom HD 440 s dávkovacou pumpičkou, tak aby bol na očiach a Vy ste premastili namáhanú pokožku pri každej prestávke.



CDI212C6150	<b>ID 212</b> , 2,5 l šetrná dezinfekcia nástrojov	74,28 EUR
CDI212F6150	<b>ID 212 forte</b> , 2,5 l (ALTERNÁCIA k ID 212)	75,48 EUR
CDI213C6150	<b>ID 213</b> , 2,5 l (ALTERNÁCIA k ID 212)	77,88 EUR
CDI215A6150	<b>ID 215</b> , 2,5 l enzymatický čistič nástrojov s obmedzene virucidným dezinfekčným účinkom s nízkym PH	77,88 EUR
CDI220C6150	<b>ID 220</b> , 2,5 l dezinfekcia vrtáčikov	47,88 EUR



**PLNE VIRUCIDNÉ**

#### Hygobox – dezinfekčná vaňa

Dezinfekčná vaňa s praktickým systémom odkvapávania, ryskami na presné riedenie roztoku a tesným viečkom pre bezpečný transport medzi ordináciou a sterilizačnou miestnosťou

6030-050-00	farba viečka: antracit, farba sita: modrá
6030-051-00	farba viečka: modrá, farba sita: biela
6030-061-00	farba viečka: žltá, farba sita: biela
6030-071-00	farba viečka: antracit, farba sita: biela
6030-081-00	farba viečka: ružová, farba sita: biela
6030-091-00	farba viečka: tyrkys, farba sita: biela



81,00 EUR

6048100001	<b>Hygoclave 40</b> (17l) autokláv triedy B	8.220,00 EUR <b>4.779,00 EUR</b>
6048100002	<b>Hygoclave 40 Plus</b> (22l) autokláv triedy B	8.868,00 EUR <b>4.999,00 EUR</b>
6046100114	<b>Hygodem 90 Ion Exchanger</b> Úprava vody	762,00 EUR <b>427,00 EUR</b>
6020-02	<b>Hygopac</b> – priebežná zväračka	2.184,00 EUR <b>1.089,00 EUR</b>

0700-058-50	<b>Profylaktická kanyla proti aerosólu</b> , priemer 16 mm, 4ks široký otočný nástavec zachytí až dvakrát viac aerosólu, drážky po stranách zabraňujú "refluxu"	25,20 EUR
0700-059-00	<b>Univerzálna kanyla PROTECT</b> , 16 mm, farba šedá, bal. 20 ks drážky po stranách zabraňujú "refluxu"	69,00 EUR
0700-059-50	<b>Univerzálna kanyla PROTECT</b> , bal. 5 ks	19,80 EUR

CDS110P9950	<b>Orotol Basic-Set</b> na dezinfikovanie a čistenie sacích jednotiek, pozostávajúci z: 1x Orotol Plus - 2,5 l, 1x MD 555 - 2,5 l, 1x MD 550 - 750 ml a 1x OroCup	190,80 EUR
CDS110P6150	<b>Orotol Plus</b> , 2,5 l dezinfekcia odsávania každý deň, na záver dňa	65,88 EUR
CDS110A9950	<b>Orotol Combi-Set</b> pozostávajúci z Orotol Plus (3x2,5 l) a MD 555 (2,5 l)	238,80 EUR
CCS550C4500	<b>MD 550</b> , 750 ml, čistič pľuvadla	19,80 EUR
CCS555C6150	<b>MD 555</b> , 2,5 l čistič odsávania ("krtko") minimálne 2 týždne, pri problémoch častejšie	59,88 EUR
0780-350-00	<b>OroCup</b> - nádoba pre aplikáciu Orotol Plus a MD 555 "bažant" zvyšuje efektivitu dezinfekcie a čistenia odsávania	70,80 EUR



#### Orotol Basic Set

Ak nemáte OroCup, kúpou Orotol basic setu ho získate takmer zadarmo. OroCup dostane dezinfekciu i čistenie odsávania i do každo dostupných záhybov

Čistite pomocou **MD 555** min. 2x týždenne

#### HD 410 šetrná dezinfekcia rúk

CDH410B3551	500 ml	14,76 EUR
CDH410B5501	1 l	20,76 EUR
CDH410B6100	2,5 l	49,20 EUR
CDH410B9350	10 l	178,80 EUR

Doporučujeme: výpusťný kohút 10l kanistru (13.20 EUR)



#### HD 435 umývacia emulzia na ruky pre šetrné umytie rúk, pH blízke pokožke

CCH435C3550	500 ml	15,12 EUR
CCH435C5550	1 l	20,52 EUR
CCH435C6150	2,5 l	36,00 EUR

#### HD 440 ošetrojúci krém na ruky

CCH440C3550	500 ml	20,16 EUR
-------------	--------	-----------

CEH200C9700	<b>dávkovacia pumpička k 500 ml fľaši</b>	16,32 EUR
-------------	---	-----------

6000049050	<b>dávkovač bezdotykový RX 5 T 500 ml</b>	<del>190,80 EUR</del> <b>150,60 EUR</b>
------------	---	--

6000049040	<b>manuálny dávkovač RX 5 M 500 ml</b>	<del>78,00 EUR</del> <b>61,50 EUR</b>
------------	--	--

**FD 366 sensitive** šetrná dezinfekcia, vhodná pre koženku, plasty, plexisklo, s rýchlym účinkom (1 minúta), znížený obsah alkoholu, hlavná účinná zložka sú kvartérne amónne zlúčeniny

CDF366C6150	FD 366 sensitive, 2,5 l postrek	59,88 EUR
CDF366C9150	FD 366 sensitive, 10 l postrek doporučujeme: výpustný kohút (13.20 EUR)	214,80 EUR
CDF366A0150	FD 366 sensitive mokré obrúsky, KÝBLIK, 100 obrúskov, veľkosť 20x30cm	42,00 EUR
CDF366A0450	Náhradné balenie pre kýblik 100 obrúskov	33,60 EUR
CDF312B1501	FD 366 sensitive top wipes - obrúsky 50 ks, 17,5 x 25 cm	15,00 EUR

**NÁŠ TIP: Prodlužte živostnosť Vašej soupravy**  
FD 366 sensitive je dostupná jako postřik i jako praktické ubrousky s náhradním balením.



#### Starostlivosť o koženku – čistenie a impregnácia

CCF360C3550	<b>FD 360</b> - na čistenie a údržbu poťahov zubných kresiel, 500 ml., vr. 9 hubičiek a švédскеj utierky	43,80 EUR
-------------	--	-----------

CDF300C6150	<b>FD 300</b> , 2,5 l - dezinfekcia veľkých plôch <b>bez alkoholu</b> , stačí len 1% koncentrácia = 250 litrov roztoku	78,00 EUR
CDF312C6150	<b>FD 312</b> , 2,5 l – ALTERNÁCIA S FD 300	58,80 EUR
CDF312B1501	<b>FD 312</b> dezinfekčné obrúsky bez alkoholu – 15 ks, 22x40cm. Jeden obrúsok vydezinfikuje až 8m <sup>2</sup>	16,20 EUR



#### Príslušenstvo

CEF320C9700	<b>postreková fľaša</b> 600 ml	14,40 EUR
CED100A9700	<b>výpustný kohút</b> 10l kanistru	13,20 EUR



**FD 350** – dezinfekčné obrúsky s alkoholom 110 ks/dóza, veľkosť 14x22 cm

CDF35CA0152	CLASSIC (dóza)	10,80 EUR
CDF35FA0152	FLOWER (dóza)	
CDF35LA0152	LEMON (dóza)	
CDF35CA1252	CLASSIC (náhradné balenie)	7,90 EUR
CDF35FA1252	FLOWER (náhradné balenie)	
CDF35LA1252	LEMON (náhradné balenie)	



**FD 333 forte wipes** – kýblik so 100 obrúskami, veľkosť 20 x 30 cm, **plne virucidné**

CDF33FW0150	Kýblik so 100 obrúskami	44,40 EUR
CDF33FW0450	Náhradné balenie	35,70 EUR

**PLNE VIRUCIDNÉ**

**FD 322** - veľmi krátka doba pôsobenia, schne bez zbytkov, dobrá znášanlivosť s materiálmi

CDF322C6150	2,5 l	56,28 EUR
CDF322C9150	10 l	202,80 EUR

**FD 333** - svieža citrónová vôňa, doplnené o kvartérne amónne zlúčeniny

CDF333C6150	2,5 l	64,68 EUR
CDF333C9150	10 l	232,80 EUR



**FD 333 FORTE** – plne virucidné, svieža citrónová vôňa, doplnené o kvartérne amónne zlúčeniny

CDF33FA6150	2,5 l	66,00 EUR
CDF33FA9150	10 l	235,20 EUR

**PLNE VIRUCIDNÉ**

**MD 520**, hotový roztok k dez. a čistenie otláčkov

CDA520C6150	2,5 l	59,88 EUR
CDA520C9150	10 l	226,80 EUR

**PLNE VIRUCIDNÉ**

CEA520C9700 **dezinfekčná dóza na 2 otláčky** 28,80 EUR

CA530C6150 **MD 530** - hotový roztok, 2,5l na odstránenie cementov, zubného kameňa, oxidačných vrstiev, fajčiarskych škvŕn a pod. na protézách, mostíčkoch, korunkách, atd. 39,60 EUR

CA535C6150 **MD 535** - hotový roztok, 2,5l na odstránenie sádry a alginátov z otláčkových lyžíc, špachtlí, nožov, miešacích kelímok, protetických materiálov atd. 71,88 EUR

2031-50	<b>VECTOR PARO</b> s Paro nástavcom	4.212,00 EUR <b>3.575,00 EUR</b>	
2031-51	<b>VECTOR PARO PRO</b> s Paro a Scaler nástavcom pre OZK	5.268,00 EUR <b>4.445,00 EUR</b>	
CWZ510C2350	<b>Vector Polish - leštiaca tekutina, 200 ml</b> Používajte pre každé ošetrenie s Paro nástavcom pre zníženie citlivosti a dokonalé vyleštenie povrchu. Obsahuje hydroxylapatit.	63,48 EUR	
CCA531A6150	<b>Vector Cleaner, bal. 2,5 l</b> pre pravidelné čistenie prístroja, cca 1x za mesiac	38,28 EUR	
CDZ501C6150	<b>Vector®/RinsEndo dezinfekcia 2,5 l</b> pre vnútornú dezinfekciu prístroja Vector Paro, na záver každého dňa	61,08 EUR	Vector fluid znižuje bolesťivosť pre pacienta

CPZ710A1901 (neutral) CPZ720A1901 (pomaranč) CPZ730A1901 (mäta, s 1500 ppm fluoridu)	<b>Lunos® depuračná pasta Two in One</b> RDA 28, depuruje a leští behom 10 sekúnd, s hydroxylapatitom, 100 g	35,40 EUR <b>29,90 EUR</b>	
CPZ740A0901 (neutral) CPZ750A0901 (pomaranč)	<b>Lunos® depuračná pasta Super Soft</b> RDA 5, pre detské zuby, implantáty, Protetiku, 50 g	22,68 EUR <b>19,40 EUR</b>	
CPZ021A0050	<b>Lunos - pečatenie fizúr</b> , opákne 2x striekačka á 1,5 g, 10 aplikačných kanýl	46,80 EUR <b>39,80 EUR</b>	
CPZ010A2250	<b>Lunos® Fluoridačný gél</b> prevencia kazov, 12.300 ppm skvelá chuť, nevyvoláva dávivý efekt 250 ml	29,88 EUR <b>25,40 EUR</b>	
CPZ600A6150	<b>Lunos® ústna voda</b> 2,5 l	46,80 EUR <b>39,70 EUR</b>	LUNOS fluoridačný gél sa ľahko aplikuje a nevyteká z lýč!
CPZ05PA9700	<b>Lunos® Wellness froté uteráčky</b> pre omytie tváre po vyšetrení, zostáva ako darček pre pacienta 50 ks (cena 1.81 EUR za kus)	106,80 EUR <b>90,70 EUR</b>	
CPZ00PA9700	<b>Lunos podhlavník z pamäťovej peny</b>	130,80 EUR <b>110,90 EUR</b>	

KaVo: 2034900050  
Sirona: 2034900051  
W&H: 2034900052  
Bien Air: 2034900053  
NSK: 2034900054

**MyLunos** supragingiválna pieskovačka jednoduchá údržba – celú namočíte do vody a odstránite akékoľvek usadeniny.

~~1.848,00 EUR~~  
**1.529,00 EUR**



KaVo: 2034910050  
Sirona: 2034910051  
W&H: 2034910052  
Bien Air: 2034910053  
NSK: 2034910054

**MyLunos Pro** supra- a subgingiválna pieskovačka. Perio tryska je guľatá, úzká a ohybná, dlhá 11,7 mm, a kalibovaná podľa WHO sondy. Pre ľahké a flexibilné ošetrenie.

~~2.280,00 EUR~~  
**1.929,00 EUR**

#### Sada pre upgrade pieskovačky

Subgingiválna tryska  
Nádobka na piesok (oranžová)  
Nástroj na odstránenie použitej perio koncovky

492,00 EUR  
176,40 EUR  
94,56 EUR



2034430000  
2034100197  
2034100188

2034100020

**MyLunos Perio tips** (40 kusov)

166,80 EUR

CPZ610A2250 (neutral)  
CPZ620A2250 (pomaranč)  
CPZ630A2250 (mäta)  
CPZ650A2250 (lesná zmes)

**LUNOS Gentle Clean**  
profylaktický prášok 4x180g, pre supragingiválne pieskovanie. Rozpusťný vo vode, príjemná sladká chuť. Šetrný k pacientovi, nezanáša súpravu ani odsávanie. Zloženie: trehalóza, cca 60µm

130,80 EUR  
**110,90 EUR**



CPZ640A1950

**LUNOS Perio Combi**  
profylaktický prášok 4x100g, pre supra- i subgingiválne pieskovanie. Vhodný i pre supragingiválne ošetrenie detí a citlivých pacientov. Zloženie: trehalóza, cca 30µm.

106,80 EUR  
**90,70 EUR**



## Kúpte si pieskovačku MyLunos v letnej akcii



~~1.848,00 EUR~~  
**1.529,00 EUR**



Bc. Petra Pešková, DiS. radí na Youtube, ako sa ľahko starať o pieskovačku

## Kompresory

Kompresory bez kompromisov s dokonale čistým, bezolejovým a suchým vzduchom pre vašu súpravu alebo CAD/CAM frézu



### Rada **TORNADO**

To sú spoľahlivé kompresory pre 1 až 4 zubné súpravy vrátane vysúšača

5182-01	<b>Tornado 1</b> Kompresor pre 1 súpravu vrátane vysúšača	<del>3.540,00 EUR</del> <b>2.460,00 EUR</b>	
5282-01	<b>Tornado 2</b> Kompresor pre 2 súpravy vrátane vysúšača	<del>5.220,00 EUR</del> <b>3.633,00 EUR</b>	
4282-01	<b>Tornado 4</b> Kompresor pre 4 súpravy vrátane vysúšača	<del>7.860,00 EUR</del> <b>6.129,00 EUR</b>	



### Rada **SILVER AIRLINE**

To sú top kompresory pre zubné súpravy a CAD/CAM frézy, ktoré udržia stabilnú dodávku vzduchu i pri vyššom rozsahu tlakov. Inteligentná elektronika pre riadenie prevádzky

#### VHODNÉ PRO CAD-CAM

5252-01	<b>Duo</b> Kompresor pre 2 súpravy vrátane vysúšača	<del>6.900,00 EUR</del> <b>5.249,00 EUR</b>	
4152-54	<b>Duo Tandem, 1 agregát</b> Kompresor pre 2 súpravy vrátane vysúšača	<del>7.920,00 EUR</del> <b>6.040,00 EUR</b>	
5452-51	<b>Quattro</b> Kompresor pre 4 súpravy vrátane vysúšača	<del>9.780,00 EUR</del> <b>7.455,00 EUR</b>	
4252-54	<b>Duo Tandem, 2 agregáty</b> Kompresor pre 4 súpravy vrátane vysúšača	<del>10.764,00 EUR</del> <b>8.216,00 EUR</b>	
4682-54	<b>Quattro Tandem</b> Kompresor pre 8 súprav vrátane vysúšača	<del>15.456,00 EUR</del> <b>11.770,00 EUR</b>	

## Mokrú sanie

### Tyscor VSA 1/2/4 centrálné odsávanie s odlučovačom amalgámu

Najnovšie technológie pre centrálné odsávanie s úsporou energie, tichým chodom a možnosťou adaptácie pri rozširovaní ordinácie

7182500001	<b>Tyscor VSA 1</b>	6.828,00 EUR	
7186500001	<b>Tyscor VSA 2</b>	8.628,00 EUR	
7188500001	<b>Tyscor VSA 4</b>	11.868,00 EUR	



**ÚSPORA AŽ 75 % ENERGIE**

### VSA centrálné odsávanie s odlučovačom amalgámu

Komplexné riešenie až pre 6 zubných súprav. Obsahuje vždy savku, odlučovač amalgámu a konzolu Plug & Play

7125-01/002	<b>VSA 300, 230 V</b>	4.788,00 EUR	
7128500001	<b>VSA 600, 230 V</b>	7.284,00 EUR	
7134500001	<b>VSA 900, 230 V</b>	9.588,00 EUR	
7134500002	<b>VSA 900, 400 V</b>	9.588,00 EUR	
7138500001	<b>VSA 1200, 400 V</b>	10.296,00 EUR	



## Suché sání

7117-21	<b>CAS 1</b> Odľučovač amalgámu pre zabudovanie do súpravy (pre suché sanie)	<del>2.820,00 EUR</del> <b>2.292,00 EUR</b>
---------	--	--



**NÁŠ TIP**

Doprajte Vášmu novému mokrému odsávaniu prémiovú starostlivosť s Orotol Basic setom za cenu 190,80 EUR





# SME TU PRE VÁS



Ing. Jan Černý  
Area Sales  
Manager  
pro ČR a SR  
+420 777 477 052



Bc. Martin Beroušek  
Technical Product  
Specialist  
pro ČR a SR  
+420 777 333 414



Beáta Szabová  
Product  
Consultant  
+420 733 547 096



Jaromír Šíp  
Product  
Consultant  
+420 737 164 462



Mgr. Igor Kapusta  
Area Sales  
Manager  
pro SR  
+421 919 488 435

## AKO UŠETRIŤ NÁKLADY

- Za servisního technika
- Za zničené nástroje
- Za prečalúnenie koženky a nové plexisko na svetle

**Dočítate sa vo vnútri brožúry**



 FACEBOOK



 INSTAGRAM



 YOUTUBE



**DÜRR  
DENTAL**  
S M E S V A M I

Akčné ceny platia do 30.9.2023. Ceny sú vr. DPH. Zmeny sú vyhradené.